



～東京オータスからお薬立ち情報ご案内～ 画像監査システム

2014.10.01

薬剤画像監査システム

過誤防止対策の一環として、必要性が強まっている薬品監査システム。今では薬局の規模に関係なく、導入されるケースが増えてきました。

機械の目を通す事で薬品の取り違いを防ぎ、監査画像ログが残るので、患者様からの「薬が足りない・違う」に自信をもって対応できます。

レセコンとの接続では、N-SIPSデータを使用しているのので、メーカー問わずどこのレセコンでも接続が可能です。

株式会社ワズ・システム



画像識別アルゴリズム搭載
監査システム



キューブ.アイ

～特徴・仕様～

- ・薬品画像・重量監査
- ・1薬品ごと監査
- ・1秒監査
- ・コンパクトサイズ(30cm四方)
- ・過去履歴参照

薬剤を監査台に置くだけで、スピーディーに薬剤監査、数量チェックを行います。サイズもコンパクトで、あらゆる空きスペースに設置できるのもこの製品の特長です。現場での調剤業務の支援を行い、安心と信頼を提供します。

オークラ情報システム株式会社



複数同時画像照合システム
[鑑査レンジ]

～特徴・仕様～

- ・薬品画像監査
- ・トレイ薬品一括監査
- ・ピッキングした薬品をまとめて監査
- ・簡単操作
- ・過去履歴参照

複数の薬剤をトレイに入れて監査が可能、ヒートの表裏を整える必要もありません。間違っている薬剤はどれか、モニター上で確認が可能です。

類似薬品や規格違いなどのミスを排除し、より安全で確実な調剤をサポートします。

OTAS

Office Total Automation Systems

資料請求・デモ・各種お問い合わせは

販売推進部 TEL:043-245-2571

又は OTASホームページ 「お問い合わせ」

よりメールにてお気軽にお問い合わせください。